


Ndufa2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43678

Artikelnummer: CM0031037



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NDUFA2 (Komplex I-B8-Untereinheit), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zur mitochondrialen Atmungskette und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	B8; CD14; CIB8; MC1DN13; NDUFA2
Spezies	Mensch
GenID	4695
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-95 des humanen NDUFA2 (NP_002479.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43678
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel