

Ndufa4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00483

Artikelnummer: CM0020849



Einführung

Hochwertiger NDUFA4 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Forschung an der mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLRQ; CI-9k; COXFA4; MISTR1; MRCAF1; CI-MLRQ; MC4DN21; NDUFA4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4697
GenID	4697
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-81 von menschlichem NDUFA4 (NP_002480.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00483
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel