


Ndufb2 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - 095178

Artikelnummer: CM0028220



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches NDUFB2 gerichtet ist, ein akzessorisches Untereinheit von Komplex I. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an der mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFB2 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	AGGG; CI-AGGG; NDUFB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4708
GenID	4708
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-105 von menschlichem NDUFB2 (NP_004537.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95178
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel