

Ndufb5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43674

Artikelnummer: CM0029429



Einführung

NDUFB5 Kaninchen-pAb erkennt menschliches NDUFB5, eine akzessorische Untereinheit des mitochondrialen Komplex I, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Atmungskettenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFB5 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SGDH; CISGDH; NDUFB5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4711
Gen-ID	4711
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-189 von menschlichem NDUFB5 (NP_002483.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43674
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel