

Neurl1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - A8Mq27

Artikelnummer: CM0019866

Einführung

NEURL1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist die E3-Ubiquitin-Protein-Ligase NEURL1B, ein Regulator des Notch-Signalwegs mit zytoplasmatischer Lokalisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEURL1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	neur2; NEURL3; RNF67B; hNeur2; NEURL1B
Spezies	Human
GeneID (Human)	54492
GeneID	54492
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 270-440 von humanem NEURL1B (NP_001136123.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	A8MQ27
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eistasche