

Neurod1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13562

Artikelnummer: CM0003005

Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NeuroD1 (bHLHa3, BETA2). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Forschung zur Neurogenese und Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NeuroD1 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NeuroD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4760
GenID	4760
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NeuroD1 (NP_002491.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13562
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel