

Neurofilament H Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P12036

Artikelnummer: CM0006828

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Neurofilament H (NFH), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für neuronale Forschung und Studien zu neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurofilament H Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
Spezies	Human
Gen-ID	4744
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 873-1020 von humanem Neurofilament H enthält. (NP_066554.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12036
Protein-Gewicht	112kDa
Versand	Eistasche