

Neurofilament M Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, Elisa - P07197

Artikelnummer: CM0002712

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Neurofilament M (NFM, NEF3, Neurofilament 3). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung des neuronalen Zytoskeletts und der Neurofilament-Organisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurofilament M Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilament M
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4741
GenID	4741
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem Neurofilament M (P07197) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
K>Cross-Reaktivität	Mensch
SWISS	P07197
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel