

Neurog1 Kaninchen-Pab - Q92886

Artikelnummer: CM0025902

Einführung

NEUROG1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Zielt auf einen 26 kDa Transkriptionsregulator ab, der an der neuronalen Differenzierung beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEUROG1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AKA; ngn1; Math4C; bHLHa6; NEUROD3; NEUROG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4762
GenID	4762
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-237 von humanem NEUROG1 (Q92886) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92886
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel