


Nf-Kb P65/Rela Maus Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0003843



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes NF-kB p65/RelA (SWISS Q04206), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Entzündungs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NF-kB p65/RelA Maus mAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5970
GenID	5970
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem NF-kB p65
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel