


Nf-Kb P65/Rela Kaninchen-Polyclonales Antikörper - Q04206

Artikelnummer: CM0020593



Einführung

Kaninchen-pyclonales Antikörper gegen die p65/RelA-Untereinheit von NF-kB, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Entzündungen, Immunität und Transkriptionsregulation. - Q04206

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NF-kB p65/RelA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5970
GeneID	5970
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-550 des menschlichen NF-kB p65/RelA (NP_068810.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel