


Nf-Kb2-Kaninchen-Pab - Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q00653

Artikelnummer: CM0015368



Einführung

Der polyklonale NF-κB2-Kaninchenantikörper (pAb) detektiert p100/p52-Untereinheiten in WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Geeignet für die Erforschung des NF-κB-Signalwegs sowie für Studien zu Immunantwort und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NF-κB2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4791
GeneID	4791
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 690-899 des humanen NF-κB2 (NP_002493.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00653
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Kühlakku