


Nf-Kb2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Artikelnummer: CM0026282



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NF-κB2/p100/p52. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von NF-kappa-B-Signalwegen, Entzündungen und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NF-κB2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4791
Gen-ID	4791
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend der Aminosäuren 690-899 von menschlichem NF-κB2 (NP_002493.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00653
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eispackung