

Nfasc Kaninchen Pab - 094856

Artikelnummer: CM0030834



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Neurofascin (NFASC), ein 150 kDa großes Zelladhäsionsprotein. Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung zu Neuritenausdehnung, axonaler Lenkung und Myelinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFASC Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	NF; NRCAML; NEDCPMD; NFASC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23114
GenID	23114
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94856
Proteingewicht	150 kDa
Versand	Eisbeutel