


Nfatc2 Kaninchen Pab - Q13469

Artikelnummer: CM0030417



Einführung

NFATC2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes NFATC2-Protein hergestellt wurde und für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA geeignet ist. Er erkennt NFATC2 (100 kDa) in menschlichen, murinen und Rattenproben und ist ideal für die Untersuchung der NFAT-Signalgebung bei der T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFATC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4773
GenID	4773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem NFATC2 (NP_775114.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13469
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel