


Nfatc4 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - Q14934

Artikelnummer: CM0024542



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen NFATC4 (NFAT3), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines NFATC4, einen Transkriptionsfaktor, der an Immun-, Herz- und Neuralentwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFATC4 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	NFAT3; NF-AT3; NF-ATC4; NFATC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4776
GenID	4776
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 560-710 von humanem NFATC4 (NP_004545.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14934
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel