


Nfkb1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P19838

Artikelnummer: CM0015082



Einführung

NFKB1 Kaninchen pAb (p105/p50) für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten NFKB1, einen Schlüssel-Transkriptionsfaktor bei Entzündung und Immunität. Ideal für Signalweg- und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFKB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NfkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Spezies	Human
GeneID (human)	4790
GeneID	4790
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 41-365 von humanem NFKB1 (NP_001158884.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19838
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eistasche