

Nfkb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19838

Artikelnummer: CM0026003



Einführung

NFKB1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P19838) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielgerichtet gegen NF-kB p105-Vorläufer und p50-Untereinheit, Schlüsselregulatoren der Immun- und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFKB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4790
GenID	4790
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 41-365 von menschlichem NFKB1 (NP_001158884.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19838
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel