


Nfs1 Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Artikelnummer: CM0018225



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die NFS1-Cystein-Desulfurase. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der Eisen-Schwefel-Cluster-Biogenese und der Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NFS1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9054
GeneID	9054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 208-457 des humanen NFS1 (NP_066923.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y697
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku