

Nfya Kaninchen Mab Für Wb, Ip, Ihc-P, Chip, Elisa - P23511

Artikelnummer: CM0011041



Einführung

Rekombinanter kanincher monoklonaler Antikörper gegen NFYA (NF-YA), validiert für WB, IP, IHC-P, ChIP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Transkriptions- und Chromatinstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFYA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	HAP2; CBF-A; CBF-B; NF-YA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4800
Gen-ID	4800
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 262-332 des menschlichen NFYA (NP_002496.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23511
Proteingewicht	34 kDa/37 kDa
Versand	Eisbeutel