

Ngef Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc - Q8N5V2

Artikelnummer: CM0021217

Einführung

NGEF Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Erkennt endogene Spiegel von Ephexin-1 (NGEF) in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zur Axonführung und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NGEF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPHEXIN; ARHGEF27; NGEF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	25791
Gen-ID	25791
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 429-710 von humanem NGEF (NP_062824.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N5V2
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eistasche