

Nitro-Tyrosin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa

Artikelnummer: CM0000011

Einführung

Erkunden Sie den Nitro-Tyrosin Kaninchen-polyclonalen Antikörper, validiert für WB und ELISA, der Nitrotyrosin-Modifikationen in Proben von Mensch, Maus und Ratte erkennt. Ideal für die Erforschung von oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nitro-Tyrosin Kaninchen pAb
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Nitro-Tyrosin entsprechen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel