

Nlrp1-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C000

Artikelnummer: CM0019951



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NLRP1 (SWISS: Q9C000), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität, zum Inflammasom und zur Pyroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NAC; JRRP; MSPC; AIADK; CARD7; CIDEA; NALP1; SLEV1; DEFCAP; PP1044; VAMAS1; CLR17.1; DEFCAP-L/S; NLRP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	22861
GeneID	22861
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1370-1473 des humanen NLRP1 (NP_127497.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C000
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Eisbeutel