


Nlrp3 Kaninchen-Mak - Q8R4B8

Artikelnummer: CM0007662



Einführung

Anti-NLRP3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Maus-Proben, geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA. NLRP3 ist ein Schlüsselsensor des Inflammasoms, der die IL-1 β -Sekretion und Pyroptose vermittelt. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP3 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	114548
GenID	216799
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von Maus-NLRP3 (NP_665826.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R4B8
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel