


Nlrp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8R4B8

Artikelnummer: CM0022503



Einführung

NLRP3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Hergestellt gegen Maus-Nlrp3 AS 1-93. Erforschen Sie NLRP3-Inflammasom-Signalwege mit diesem 118kDa-Target.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP3 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Spezies	Maus
GeneID (human)	216799
GeneID	216799
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-93 von Maus-NLRP3 entspricht (NP_665826.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8R4B8
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel