


NlrX1 Kaninchen Pab - Q86Ut6

Artikelnummer: CM0026586



Einführung

NLRX1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IP, ELISA validiert wurde. Er detektiert ein 108 kDa großes mitochondriales Protein in Mensch, Maus, Ratte und dient als negativer Regulator der antiviralen angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; NLRX1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79671
Gen-ID	79671
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 87-360 von humanem NLRX1 (NP_078894.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86UT6
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Kühltasche