


Nm23 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für IHC-P Und Elisa - P15531 / P22392

Artikelnummer: CM0023973



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes nm23 (NME1/NME2) gerichtet ist, für IHC-P und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und Ratten-nm23. Geeignet für die Forschung an Nukleosiddiphosphat-Kinasen, Metastasierung und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	nm23 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; nm23
Spezies	Mensch
Gen-ID	4830/4831
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-152 von humanem nm23 (NP_000260.1/NP_002503.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P15531/P22392
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel