

Nme1-Nme2-Kaninchen-Pab - Humanes Nme1-Nme2

Artikelnummer: CM0018492

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NME1-NME2 (NMELV/NM23-LV). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Entwicklung diagnostischer Tests und Anwendungen in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME1-NME2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NMELV; NM23-LV; NME1-NME2
Art	Mensch
Gen-ID	654364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-267 des humanen NME1-NME2 (NP_001018146.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku