


Nme4 Kaninchen Pab - 000746

Artikelnummer: CM0028121



Einführung

NME4 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen humanes NME4, geeignet für WB und ELISA. Er kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte und ist wertvoll für die Untersuchung mitochondrialer Nukleosiddiphosphat-Kinase- und Phospholipid-Transfer-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDPK-D; NM23H4; nm23-H4; NME4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4833
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-187 von humanem NME4 (NP_005000.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	000746
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel