


Nicht Phosphoryliertes Yap1-S127-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46937

Artikelnummer: CM0020946



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper, der nicht phosphoryliertes YAP1 an Ser127 erkennt; validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für Studien zur Hippo-Signalübertragung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nicht phosphoryliertes YAP1-S127-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Nicht phosphoryliertes YAP1-S127
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10413
GeneID	10413
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des menschlichen YAP1 (NP_001123617.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku