


Nop10 Kaninchen Pak - Q9Npe3

Artikelnummer: CM0021660



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen NOP10 (H/ACA Ribonukleoprotein-Untereinheit 3). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Für die Ribosomenbiogenese und Telomererhaltungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOP10 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55505
GenID	55505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-64 von menschlichem NOP10 (NP_061118.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NPE3
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel