


Nop58 Kaninchen Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Artikelnummer: CM0027576



Einführung

Hochspezifischer NOP58-Kaninchen-Polyklonaler-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA an menschlichen, murinen und Rattenproben; ideal für die Ribosomenbiogenese und snoRNP-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOP58 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	NOP5; HSPC120; NOP5/NOP58; NOP58
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51602
Gen-ID	51602
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 360-529 von humanem NOP58 (NP_057018.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2X3
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel