

Notch3 Kaninchen Pab - Q9Um47

Artikelnummer: CM0026607



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen NOTCH3 für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Notch-Signalwegen, Zellschicksalsbestimmung und Mechanismen der CADASIL-Erkrankung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOTCH3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4854
GenID	4854
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1520-1640 des menschlichen NOTCH3 (NP_000426.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UM47
Proteinmasse	244 kDa
Versand	Eisbeutel