

Nox5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ph1

Artikelnummer: CM0026535



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOX5, eine kalziumabhängige NADPH-Oxidase. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Superoxidbildung, ROS-Signalgebung und Angiogenese in Endothel- und Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOX5
Spezies	Human
GeneID (Human)	79400
GeneID	79400
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 661-765 von humanem NOX5 (NP_078781.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96PH1
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eistasche