


## Noxa1 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - Q86Ur1

Artikelnummer: CM0014030



### Einführung

Der NOXA1 Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, der für Western Blot und ELISA validiert wurde und mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben kreuzreagiert. Er richtet sich gegen NOXA1, einen Schlüsselaktivator der NADPH-Oxidase bei der ROS-Produktion, und unterstützt Studien zu oxidativem Stress, Wirtsabwehr und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                              |
|-------------------|-----------------------------------|
| Produktname       | NOXA1 Kaninchen-pAk               |
| Bemerkungen/Alias | p51NOX; NY-CO-31; SDCCAG31; NOXA1 |
| Spezies           | Mensch                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 10811                             |
| Gen-ID            | 10811                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein             |
| Quelle            | Kaninchen                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper            |
| Anwendung         | WB, ELISA                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte               |
| SWISS             | Q86UR1                            |
| Proteingewicht    | 51kDa                             |
| Versand           | Eisbeutel                         |