


Nphp3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Z494

Artikelnummer: CM0025379



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NPHP3 (Nephrocystin-3), validiert für WB und ELISA. Rekombinantes Immunogen (AS1-130). Kreuzreagiert mit Maus. Für die Erforschung von Ziliopathien und Wnt-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPHP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MKS7; NPH3; RHPD; RHPD1; SLSN3; CFAP31; NPHP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27031
GenID	27031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 des humanen NPHP3 (NP_694972.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z494
Proteinmasse	151 kDa
Versand	Eisbeutel