


Npm1 (B23, Npm) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Artikelnummer: CM0020671



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes NPM1 (Nucleophosmin, B23). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Forschung zu Ribosomenbiogenese, Zentrosomenduplikation und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	B23, NPM, NPM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4869
GenID	4869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 9-122 von humanem NPM1 (NP_002511.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06748
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel