


Nppa Kaninchen Pab - P01160

Artikelnummer: CM0023410



Einführung

NPPA Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IF-P und ELISA validiert wurde. Er erkennt humanes NPPA (ANP) und kreuzreagiert mit Maus und Ratte – ideal für die kardiovaskuläre und renale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4878
GenID	4878
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-151 des humanen NPPA (NP_006154.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01160
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel