


Npr3 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P17342

Artikelnummer: CM0024259



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes NPR3 (Natriuretisches Peptid-Clearance-Rezeptor). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung von Signalwegen der kardiovaskulären und Knochenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4883
Gen-ID	4883
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-480 des humanen NPR3 (NP_001191304.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17342
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel