


Nr5A2 Kaninchen Pab Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000482

Artikelnummer: CM0027438



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes NR5A2 (LRH-1/FTF). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Cholesterinstoffwechsel, Embryonalentwicklung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR5A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B1F; CPF; FTF; B1F2; LRH1; LRH-1; FTZ-F1; hB1F-2; FTZ-F1beta; NR5A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-541 des humanen NR5A2 (NP_995582.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00482
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel