

Nrn1L Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q496H8

Artikelnummer: CM0021877

Einführung

NRN1L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAk) für WB und ELISA, validiert in Human, Maus, Ratte. 18kDa Neuritin-ähnliches Protein-Antikörper für Zellmembran- und GPI-Verankerungs-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRN1L Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	UNQ2446; cpg15-2; MRCC2446; NRN1L
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	123904
Gen-ID	123904
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 39-139 von humanem NRN1L (Q496H8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q496H8
Protein-Molekulargewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel