


Ntan1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Ab6

Artikelnummer: CM0013366



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NTAN1 (PNAA/PNAD), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des N-End-Regel-Proteinabbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTAN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PNAA; PNAD; NTAN1
Spezies	Human
GeneID (Human)	123803
GeneID	123803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-310 von humanem NTAN1 (NP_775745.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96AB6
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel