


Ntf3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Artikelnummer: CM0014202



Einführung

NTF3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB), IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines Neurotrophin-3, einen sezernierten Wachstumsfaktor, der entscheidend für das Überleben von sensorischen Neuronen ist. Ideal für die Neurowissenschaften und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4908
GenID	4908
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-257 des humanen NTF3 (NP_002518.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20783
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel