

Ntn5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wtr8

Artikelnummer: CM0016633

Einführung

NTN5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist Netrin-5, ein für die Positionierung von Motoneuronen essenzielles sekretorisches Protein. Erkennt eine Bande bei etwa 53 kDa. Q8WTR8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTN5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NTN5; Netrin-5
Art	Mensch
GenID	126147 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-489 des menschlichen NTN5 (NP_665806.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WTR8
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Kühlakku