

## Nup107 Kaninchen Mab - P57740

Artikelnummer: CM0002687



### Einführung

Nup107 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA Anwendungen. Erkennt humanes Nup107, ein 106 kDa Kernporenkomplex-Protein, das für den NPC-Aufbau essentiell ist. Ideal für Zellbiologie- und Nephrogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Nup107 Kaninchen mAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; Nup107                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                |
| GeneID (Human)    | 57122                                                                                                                |
| GeneID            | 57122                                                                                                                |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von humanem Nup107 (P57740) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                |
| SWISS             | P57740                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 106 kDa                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                            |