

Nup133 Kaninchen-Pak - Q8Wum0

Artikelnummer: CM0026510



Einführung

NUP133 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches NUP133, ein 129 kDa Nukleoporin, das am mRNA-Export und der Nephrogenese beteiligt ist. Ideal für die Forschung am Kernporenkomplex und an der Nierenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP133 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	GAMOS8; NPHS18; hNUP133; NUP133
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55746
GenID	55746
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 730-930 von menschlichem NUP133 (NP_060700.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WUM0
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel