

Nup153 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49790

Artikelnummer: CM0029568



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches NUP153, ein Kernporenkomplex-Protein, gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von nukleozytoplasmatischem Transport und Mechanismen der viralen Integration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP153 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	N153; HNUP153; NUP153
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9972
GenID	9972
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem NUP153 (NP_005115.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49790
Proteingewicht	154kDa
Versand	Eisbeutel