


Nup160 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12769

Artikelnummer: CM0014259



Einführung

NUP160 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt das humane Kernporenkomplex-Protein Nup160 (162kDa), eine Schlüsselkomponente des Kernporenkomplexes, die am mRNA-Export beteiligt ist. Geeignet für die Erforschung des nukleo-zytoplasmatischen Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP160 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPHS19; NUP160
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23279
Gen-ID	23279
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-150 von humanem NUP160 (NP_056046.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q12769
Protein-Gewicht	162kDa
Versand	Eistüte