


Nur77 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P22736

Artikelnummer: CM0016274



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NUR77 (NR4A1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für Forschung zu nukleären Rezeptorsignalen, Entzündungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUR77 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliae	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3164
GenID	3164
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem NUR77 (NP_002126.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22736
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel