

Nxn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dkj4

Artikelnummer: CM0024019

Einführung

NXN Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Wnt-Signalweg und zur Redox-Regulation. Unkonjugiert, 48kDa Zielprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NXN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NRX; RRS2; TRG-4; NXN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64359
Gen-ID	64359
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-280 von humanem NXN (NP_001192248.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6DKJ4
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel